

# Termómetro TP500



**Marca:** Contec

**Código de Producto:** TPI0001

**Disponibilidad:** 1254

**Precio:** S/100,00

## Short Description

Unidad de temperatura: celsius(°C) / Fahrenheit (°F).

Resolución: 0.1 °C

Rango de temperatura mostrada 32°C HASTA 43.0°C

Error máximo permitido: Entre 32°C y 42.0°C: + -0.2°C

## Descripción

Termómetro Digital para medir la temperatura corporal de niños y adultos sin contacto físico

- Nombre del producto: termómetro médico infrarrojo.
- Protección contra la penetración de líquidos: IPX0
- Modo de operación continua.
- Unidad de temperatura: Celsius (°C) / Fahrenheit (°F) . • Resolución: 0.1 °C
- Rango de visualización de temperatura: 32 ° - 42.9 ° C.
- Tipo de seguridad: fuente de alimentación interna tipo de aplicación BF
- Clasificación de seguridad: equipo que no puede usarse en presencia de una mezcla de gas anestésico inflamable y aire o con oxígeno u óxido nitroso • Error máximo permitido: Dentro del rango de 35.0 ° C - 42 ° C, el error máximo permitido es +/- 0.2 ° C Dentro del rango de los tan 35.0 ° C y más tan 42.0 ° C, el error máximo permitido es +/- 0.3 ° C.
- Repetibilidad clínica máxima permitida: +/- 0.3 ° C.
- Tiempo de medición: menos de 1 segundo.

- Modo de visualización: pantalla LCD.
- Datos de memoria: 30 grupos.
- Gestión de energía: Apagado inteligente, control de consumo de energía ultra bajo; pantalla de potencia; recordatorio de baja potencia.
- Fuente de alimentación: DC 3V (baterías 2AAA)
- Peso corporal: aproximadamente 130 g.
- Duración de uso: 5 años.

## Product Gallery

